



OdoCare und VACURA^{PRO}

Die geruchsfreie und kostengünstige Systemlösung zur Entsorgung von Inkontinenzabfällen

Einfaches Handling –
effiziente Abfallbeseitigung
ohne Gerüche

- optimiert die Hygiene
- verhindert Gerüche
- reduziert das Abfallvolumen um ca. 50%

OdoCare und VACURA^{PRO} – die Systemlösung für Ihre Abfälle



Inkontinenz-Abfälle riechen nicht nur unangenehm, sondern sind auch mit Keimen und Bakterien behaftet. Sie machen in Alten- und Pflegeheimen darüber hinaus 80 Prozent des Müllaufkommens aus und stellen insofern einen hohen Kostenfaktor dar.

OdoCare und VACURA^{PRO} bieten Gesundheitseinrichtungen eine saubere Komplettlösung zur Entsorgung von Inkontinenz-Abfällen an – geruchsfrei, hygienisch, kostengünstig und einfach. Mit Hilfe des speziell für den professionellen Gebrauch entwickelten OdoCare wird der Müll

direkt im Zimmer geruchsdicht gesammelt, bevor er in der leistungsstarken VACURA^{PRO} mit einem Knopfdruck vakuumiert, hermetisch verschweißt und von außen desinfiziert wird. Die speziell für diese Lösung entwickelten luftdichten Abfallbeutel passen in beide Behälter.

Dank dieses einfachen und effizienten Abfallentsorgungssystems profitiert Ihre Einrichtung von einem angenehmen und hygienischen Raumklima. Durch die Volumenreduzierung ergeben sich zusätzlich deutlich geringere Abfallgebühren.

Platzsparend in jedem Zimmer

OdoCare:
der erste geruchlose Abfallbehälter

Schaffen Sie eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre: mit dem patentierten Abfallbehälter OdoCare, aus dem dank spezieller Dichtungsringe keine Gerüche entweichen können. Der kompakte 75 Liter Abfallbehälter passt in jedes Zimmer und kann einhändig bedient werden: Das Material wird eingeworfen und durch Drehen des Griffes in den Müllbeutel befördert. Dank seiner extra breiten Öffnung eignet sich der OdoCare für alle Arten und Größen von Inkontinenz-Abfällen.

Flexibel einsetzbar pro Etage/Wohnbereich


VACURA^{PRO}:
maximale Hygiene, minimale Entsorgungskosten

Ein Knopfdruck genügt, schon werden die Abfallbeutel vakuumiert, luftdicht verschlossen und von außen desinfiziert. Die abgesaugte Luft wird mit Hilfe eines speziellen Filtersystems sofort gereinigt. Die Ausbreitung von Krankheitserregern sowie die Verschleppung von Keimen wird verhindert und so die Infektionsgefahr deutlich verringert. Durch die Vakuumierung reduziert sich darüber hinaus das Abfallvolumen um bis zu 50 Prozent – und damit auch Ihre Entsorgungskosten.

Unser Inkontinenzmüll-Entsorgungskonzept



50%
Volumen-
Reduzierung



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- optimiert die Raumluftqualität
- optimale Hygienestandards
- ein Sack für beide Systeme
- geringere Entsorgungskosten
- einfaches Handling



KONTAKT

Topol AG
Sanitär- Medizintechnik
Engermatte 14
CH-4936 Kleindietwil
Tel.: +41 62 923 04 43
info@topol.ch / www.topol.ch